




Varenummer 220112

## Øreclips sensor, Nonin, til Palmsat 2500A



### Produktbeskrivelse

Nonin øreclips sensor passer til Palmsat 2500 pulsoximeter og er et alternativ til finger sensor. Palmsat 2500 med øreclips er velegnet til mobilt brug i ambulancer såvel som på hospitaler, skadestuer, hos praktiserende læger mm. og kan bruges af både børn og voksne, med en vægt på > 40 kg.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Øreclips sensor                                              |
| Varemærke                        | Nonin                                                        |
| Features                         | Til Palmsat 2500A                                            |
| Certifikater                     | CE                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                    |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN          |
|-------|------------|--------|--------|-------|--------------|
| stk   | 1 stk      | 17 cm  | 10 cm  | 2 cm  | 833166000757 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.