

Varenummer 220116

Polstervat, SurePress, 3m x 10cm, hvid, absorberende



Produktbeskrivelse

SurePress polstervat anvendes som polster inden anlæggelse af kompressionsbandage eller gips. Beskytter og udfylder ved ujævnheder, så anlæggelsen bliver optimal. Kan ikke autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	SurePress
Farve	Hvid
Features	Absorberende
Materiale	Viskose
Længde/dybde	3 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	144 stk	45 cm	35 cm	37.5 cm	10768455049100
boks	6 stk	35 cm	11 cm	6 cm	
stk	1 stk				5703538856259



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.