



Varenummer 220121

## Sølvbandage, Biatain Silicone Ag, 17,5x17,5cm, silikonekontaktag og silikoneklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød og formbar
- ✓ Unik 3D skumstruktur for optimal absorption
- ✓ Optimal eksudathåndtering
- ✓ Patenteret sølvkompleks med en bred antibakteriel profil
- ✓ Non-touch påsætning
- ✓ Vedvarende antibakteriel effekt i op til 7 dage



### Produktbeskrivelse

Biatain Silicone Ag skumbandage med sølv og skånsom silikoneklæber. Anvendes til kritisk koloniserede eller inficerede sår. Sølvet frigives over tid i takt med at såresudatet optages i skummet. Virker i op til 7 dage. Silikonen hæfter blidt på huden, hvilket minimerer smerter ved bandageskift. En alt-i-en bandage med effektiv væskehåndtering, høj retensionevne, samt hurtig og effektiv bekæmpelse af bakterier i såret og bandagen.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sølvbandage                                                                      |
| Varemærke                        | Biatain                                                                          |
| Vareserie                        | Silicone Ag                                                                      |
| Features                         | Silikonekontaktag og silikoneklæb, latexfri, steril                              |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 17.5 cm                                                                          |
| Bredde                           | 17.5 cm                                                                          |
| Størrelse på sårpude             | 13 x 13 cm                                                                       |
| Certifikater                     | CE, MD                                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse III                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|--------|--------|-----|
| pk    | 5 stk      | 19.5 cm | 17 cm  | 2.2 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |        |        |     |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.