




Varenummer 220125

Slidskompres, Mesoft, 4-lags, 10x10cm, steril

- ✓ Omkostningseffektivt ift. traditionel bomuldsgaze
- ✓ Blød
- ✓ Høj absorptionskapacitet
- ✓ Lav partikelafgift



Produktbeskrivelse

Mesoft kompres er udviklet til en bred vifte af sår. De kan anvendes til absorption, rensning af sår, som beskyttelse og desinfektion. Høj absorptionskapacitet, sammenlignet med bomuldsgaze, Mesoft absorberer 50% mere ekssudat. Blød og behagelig mod huden. Signifikant lav partikelafgift sammenlignet med traditionel bomuldsgaze. Mesoft kompres bibeholder formen, selvom det er vådt. Indpakningen er designet for at give lettere produkthåndtering. Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved fx tracheostomier eller andre indstikssteder.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Slidskompres
Varemærke	Mesoft
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	67% viskose, 33% polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Tykkelse	40 g/m2
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1950 stk	79.5 cm	30 cm	43 cm	7332430517517
pk	130 stk	15.5 cm	13.5 cm	24.5 cm	7332430517524
stk	1 stk				7323190256662



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt