



Varenummer 220128

Sølvbandage, Biatain Silicone Ag, 12,5x12,5cm, silikonekontaktag og silikoneklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød og formbar
- ✓ Unik 3D skumstruktur for optimal absorption
- ✓ Optimal eksudathåndtering
- ✓ Patenteret sølvkompleks med en bred antibakteriel profil
- ✓ Non-touch påsætning
- ✓ Vedvarende antibakteriel effekt i op til 7 dage



Produktbeskrivelse

Biatain Silicone Ag skumbandage med sølv og skånsom silikoneklæber. Anvendes til kritisk koloniserede eller inficerede sår. Sølvet frigives over tid i takt med at såresudatet optages i skummet. Virker i op til 7 dage. Silikonen hæfter blidt på huden, hvilket minimerer smerter ved bandageskift. En alt-i-en bandage med effektiv væskehåndtering, høj retensionevne, samt hurtig og effektiv bekæmpelse af bakterier i såret og bandagen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Biatain
Vareserie	Silicone Ag
Features	Silikonekontaktag og silikoneklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Silikone
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	12.5 cm
Størrelse på sårpude	8,5 x 8,5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	32 cm	45 cm	18.9 cm	
pk	5 stk	19.5 cm	17 cm	2.2 cm	5708932537971
stk	1 stk				5708932969352



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.