




Varenummer 220130

Nonwoven kompres, Mesoft, 4-lags, 5x5cm, hvid, 2 stk./pouch, steril

- ✓ Høj absorptionskapacitet
- ✓ Blød og behagelig mod huden
- ✓ Lav partikelafgift
- ✓ Bibeholder formen



Produktbeskrivelse

Mesoft kompres er et omkostningseffektivt alternativ til traditionel bomuldsgaze. De vigtigste egenskaber er høj absorptionskapacitet, blødhed og signifikant lav partikelafgift sammenlignet med traditionel bomuldsgaze. Mesoft kompresser bibeholder formen, selvom de er våde. Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der kræver sterile kompresser.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	Mesoft
Farve	Hvid
Features	2 stk./pouch, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	67% viskose, 33% polyester
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Tykkelse	30 g/m ²
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3000 stk	40 cm	29 cm	45 cm	7332430517586
pk	150 stk	24.5 cm	8 cm	9.5 cm	7332430517593
stk	1 stk				7332430072894



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt