



Varenummer 220149

## Nonwoven kompres, Mesoft, 4-lags, 10x10cm, hvid, usteril

- ✓ Høj absorptionskapacitet
- ✓ Blød og behagelig mod huden
- ✓ Lav partikelafgift
- ✓ Bibeholder formen



### Produktbeskrivelse

Mesoft kompres er et omkostningseffektivt alternativ til traditionel bomuldsgaze. De vigtigste egenskaber er høj absorptionskapacitet, blødhed og signifikant lav partikelafgift sammenlignet med traditionel bomuldsgaze. Mesoft komprimer bibeholder formen, selvom de er våde. Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der ikke kræver sterile kompresser.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	Mesoft
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	67% viskose, 33% polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Tykkelse	40 g/m <sup>2</sup>
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2800 stk	68.3 cm	40 cm	24 cm	7332430887191
pk	200 stk	21.5 cm	10.5 cm	16.5 cm	7332430887207
stk	1 stk				7332430073082



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.