



Varenummer 220151

Nonwoven tampon, Mesoft, S, Ø2,8cm, hvid, usteril

- ✓ Høj absorptionskapacitet
- ✓ Blød og behagelig mod huden



Produktbeskrivelse

Mesoft nonwoven tamponer kan bruges til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der ikke kræver sterile kompresser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven tampon
Varemærke	Mesoft
Størrelse	S
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	67% viskose, 33% polyester
Diameter	2.8 cm
Tykkelse	30 g/m2
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2200 stk	56 cm	24.5 cm	25 cm	7332430750747
pk	100 stk	21 cm	12 cm	5 cm	7332430750754
stk	1 stk				7323190256716



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.