

NONWOVEN KOMPRESSER OG TAMPONER

Mesoft kompresser og tamponer er omkostningseffektive alternativer til traditionel bomuldsgaze. De vigtigste egenskaber er høj absorptionskapacitet, blødhed og lav partikelafgift.

Mesoft kompresser, 4 lag, sterile 40 g



Art. nr.	Str. cm	Stk/pk.	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
156029	5 x 5	2	20	720
156040	5 x 5	2	150	3000
156065	5 x 5	5	150	3000
156129	7.5 x 7.5	2	20	520
156140	7.5 x 7.5	2	150	4200
156165	7.5 x 7.5	5	150	4200
156329	10 x 10	2	20	400
156340	10 x 10	2	150	2400
156365	10 x 10	5	150	2400
156440	10 x 20	2	120	1200
156465	10 x 20	5	120	1200

Mesoft kompresser, usterile 40 g



Art. nr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
156015	5 x 5	100 *	3200
156000	5 x 5	300 **	2400
156115	7.5 x 7.5	100 *	2000
156100	7.5 x 7.5	300 **	5100
156315	10 x 10	100 *	5600
156300	10 x 10	200 **	2800
156415	10 x 20	100 *	2800
156400	10 x 20	200 **	1400

* Papirpose ** Karton

Mesoft slidskompress, 4 lag, sterile 40 g



Art. nr.	Str. cm	Stk/pk.	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
155030	10 x 10	1	130	1950

Mesoft kompresser, usterile 30 g



Art. nr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
157000	5 x 5	100	8000
156056	5 x 5	150 *	3150
157100	7.5 x 7.5	100	6000
156156	7.5 x 7.5	150 *	4200
157300	10 x 10	100	6000
156356	10 x 10	120 *	2160
157400	10 x 20	100	3000


**"Cleanbox" muliggør dispensering og yder samtidig beskyttelse mod luftbåren kontamination. Alle andre artikler leveres i papirposer.

Mesoft sponges, sterile 30 gr



Art. nr.	Str. cm	Diam mm	Stk/pk.	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
156760	Small	28	5	100	2800
156860	Medium	39	5	100	1500
156960	Large	45	5	70	1050

Mesoft tamponer, usterile 30 g



Art. nr.	Str.	Diam mm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
156700	Small	28	100	2200
156800	Medium	39	100	1300
156900	Large	45	100	900