



Varenummer 220155

## Nonwoven kompres, Mesoft, 4-lags, 7,5x7,5cm, hvid, usteril

- ✓ Høj absorptionskapacitet
- ✓ Blød og behagelig mod huden



### Produktbeskrivelse

Mesoft nonwoven kompres kan bruges til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der ikke kræver sterile kompresser.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	Mesoft
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	67% viskose, 33% polyester
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Tykkelse	30 g/m2
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6000 stk	40 cm	39 cm	33.5 cm	7332430905239
pk	100 stk	10 cm	8 cm	7.1 cm	7332430905246
stk	1 stk				7332430073105



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.