



Varenummer 220159

Gazetampon, Mönlycke, 3, Ø28mm, hvid, rund, steril



Produktbeskrivelse

Mönlycke gazetamponer leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Rund gazetampon anvendes til absorption og aftørring ved sterile procedurer.

STERILE

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Gazetampon |
| Varemærke | Mönlycke |
| Størrelse | 3 |
| Farve | Hvid |
| Features | Rund, steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Bomuld |
| Ingredienser/sammensætning | 100% bomuld |
| Diameter | 28 mm |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 1500 stk | 59.5 cm | 26.7 cm | 23 cm | 7332430401953 |
| boks | 150 stk | 28.8 cm | 13.7 cm | 18.9 cm | |
| pk | 150 stk | 28.8 cm | 13.7 cm | 18.9 cm | 7332430404299 |
| stk | 1 stk | | | | 7323190256549 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt