



Varenummer 220159

Gazetampon, Mönlycke, 3, Ø28mm, hvid, rund, steril

- ✓ Til absorption
- ✓ Til sterile procedurer
- ✓ Hvid og Runde



Produktbeskrivelse

Mönlycke gazetamponer leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Rund gazetampon anvendes til absorption og aftørring ved sterile procedurer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazetampon
Varemærke	Mönlycke
Størrelse	3
Farve	Hvid
Features	Rund, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Diameter	28 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1500 stk	59.5 cm	26.7 cm	23 cm	7332430401953
æske	150 stk	28.8 cm	13.7 cm	18.9 cm	
pk	150 stk	28.8 cm	13.7 cm	18.9 cm	7332430404299
stk	1 stk				7323190256549



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt