



Varenummer 220160

## Gazetampon, Mönlycke, 4, Ø68mm, hvid, rund, steril

- ✓ Til absorption
- ✓ Til sterile procedurer
- ✓ Hvid og Runde



### Produktbeskrivelse

Mönlycke gazetamponer leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Rund gazetampon anvendes til absorption og aftørring ved sterile procedurer.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazetampon
Varemærke	Mönlycke
Størrelse	4
Farve	Hvid
Features	Rund, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Diameter	68 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1200 stk	79 cm	29.5 cm	26 cm	
pk	120 stk	24.7 cm	15.5 cm	13.5 cm	7332430404305
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt