



Varenummer 220162

Gazetampon, Mönlycke, 3, 3x2,5cm, hvid, flad, steril

- ✓ Hvid og Flad
- ✓ Til absorption
- ✓ Til aftørring
- ✓ Til sterile procedurer



Produktbeskrivelse

Mönlycke gazetamponer leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Flad gazetampon anvendes til absorption og aftørring ved sterile procedurer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazetampon
Varemærke	Mönlycke
Størrelse	3
Farve	Hvid
Features	Flad, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	3 cm
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	7000 stk	40.2 cm	29.2 cm	43 cm	7332551033385
pk	350 stk	27.9 cm	7.9 cm	9.6 cm	7332551033378
stk	1 stk				7332551033408



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt