

MÖLNLYCKE GAZEKOMPRESSER OG -TAMPONER

Mölnlycke gazekompresser og -tamponer leveres i forskellige størrelser og pakninger. Kvaliteten kontrolleres løbende for at sikre overensstemmelse med European Pharmacopoeia.

Kompresser, sterile



Art. nr.	Str.	Lag	Stk/pk.	Stk/ inderkrt.	Stk/ trp.krt.
152040	5 x 5	8	2	150	3000
153165	5 x 5	8	5	150	3000
153040	5 x 5	12	2	100	2000
153065	5 x 5	12	5	120	2400
153340	7.5 x 7.5	8	2	150	1500
153365	7.5 x 7.5	8	5	150	1500
153765	7.5 x 7.5	12	5	120	1200
152440	7 x 10	8	2	150	1500
152465	7 x 10	8	5	150	1500
153665	10 x 10	8	5	150	1500
158040	10 x 10	8	2	150	1500
158440	10 x 10	12	2	100	1000
158465	10 x 10	12	5	120	1200
158540	10 x 20	12	2	100	900
158560	10 x 20	12	5	100	900

Kompresser, usterile



Art. nr.	Str. cm	Lag	Stk/ inderkrt.	Stk/ trp.krt.
153100	5 x 5	8	150	7650
153000	5 x 5	12	120	6120
152400	7 x 10	8	150	3150
153300	7.5 x 7.5	8	150	3600
153700	7.5 x 7.5	12	120	2880
153600	10 x 10	8	120	2400
158400	10 x 10	12	100	2000
158500	10 x 20	12	50	1000

Mölnlycke usterile gazekompresser er pakket i en cleanbox, der tillader dispensering og samtidig yder beskyttelse mod luftbåren kontamination.

Tamponer, sterile



Art. nr.	Str.	Diameter mm	Stk/pk.	Stk/ inderkrt.	Stk/ trp.krt.
150760	2	24	5	220	4400
150860	3	28	5	150	1500
151360	4	63	5	120	1200
151460	5	72	5	90	900
151760	3	25 x 30 flad	5	350	7000

Tamponer, usterile



Art. nr.	Str.	Diameter mm	Stk/ inderkrt.	Stk/ trp.krt.
150700	2	24	250	6500
150800	3	28	250	3000
151300	4	63	100	1500
151400	5	72	100	1500
151600	2	20 x 25 flad	500	9000
151700	3	25 x 30 flad	500	10000

ANVENDELSESOMRÅDER

Mölnlycke gazekompresser og -tamponer kan anvendes til en række applikationer. De kan anvendes til absorption, sårrensning, beskyttelse, desinfektion eller polstring.