



Varenummer 220168

## Gazekompres, Mönlycke, 12-lags, 5x5cm, hvid, 2 stk./pouch, 17-tråds, steril

- ✓ Til absorption
- ✓ Til aftørring og beskyttelse
- ✓ Til procedurer, der kræver sterile kompresser



### Produktbeskrivelse

Mönlycke gazekompresser leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der kræver sterile kompresser.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	Mönlycke
Farve	Hvid
Features	2 stk./pouch, 17-tråds, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Antal lag	12-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 stk	40.5 cm	30 cm	42.5 cm	7332551033156
pk	100 stk	28 cm	8 cm	9.5 cm	7332551033149
stk	1 stk				7332551033170



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt