



Varenummer 220171

Gazekompres, Mölnlycke, 8-lags, 7,5x7,5cm, hvid, 5 stk./pouch, 17-tråds, steril

- ✓ Til absorption
- ✓ Til aftørring og beskyttelse
- ✓ Til procedurer, der kræver sterile kompresser



Produktbeskrivelse

Mölnlycke gazekompresser leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der kræver sterile kompresser.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	Mölnlycke
Farve	Hvid
Features	5 stk./pouch, 17-tråds, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Antal lag	8-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1500 stk	59.8 cm	26.3 cm	22.3 cm	7332430402172
pk	150 stk	24.7 cm	9.9 cm	11.5 cm	7332430404428
stk	1 stk				7332430072801



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt