



Varenummer 220175

**Gazekompres, Mölnlycke, 8-lags,
10x10cm, hvid, 17-tråds, steril**



Produktbeskrivelse

Mölnlycke gazekompresser leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der kræver sterile kompresser.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	Mölnlycke
Farve	Hvid
Features	17-tråds, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Antal lag	8-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1500 stk	79 cm	29.5 cm	27.5 cm	7332430402196
pk	150 stk	24.5 cm	13.5 cm	15.4 cm	7332430404435
stk	1 stk				7332430072832



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt