



Varenummer 220186

Gazekompres, Mölnlycke, 8-lags, 5x5cm, hvid, usteril, 17-tråds



Produktbeskrivelse

Mölnlycke gazekompresser leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der ikke kræver sterile kompresser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	Mölnlycke
Farve	Hvid
Features	Usteril, 17-tråds
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Antal lag	8-lags
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	7650 stk	39 cm	29.5 cm	33.5 cm	7310791201368
pk	150 stk	7.8 cm	5.3 cm	6.2 cm	7332430418371
stk	1 stk				5703538760570



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt