



Varenummer 220208

Forbinding, Post-OP, Mepore, 25x9cm, steril, engangs

- ✓ Hudvenlig, vandbaseret klæb
- ✓ Lethæftende sårkontaktlag, minimere risikoen for at bandagen hænger fast i såret
- ✓ Fleksibel, væskeafvisende bagside
- ✓ Luftgennemtrængelig, forhindrer maceration og giver bedre komfort



Produktbeskrivelse

Mepore er en blød post-OP forbinding med en absorberende sårpude. Den anvendes til let til moderat væskende sår, fx efter suturering og ved overfladiske sår. Er med en blød nonwoven bagside, afrundede hjørner og hudvenlig klæber.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forbinding
Varemærke	Mepore
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb, viskose nonwoven
Længde/dybde	25 cm
Bredde	9 cm
Størrelse på sårpude	4,5 x 20 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	For at sikre at der ikke opstår hudskader bør Mepore ikke strækkes. Dette er især vigtigt, når bandagen lægges over led.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	210 stk	39.5 cm	39.5 cm	15.5 cm	7323190254637
pk	30 stk	32.2 cm	14 cm	6.2 cm	7323190254644
stk	1 stk				7332430109071



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt