



Varenummer 220209

## Post-OP forbindelse, Mepore, 30x9cm, steril, engangs

- ✓ Hudvenlig, vandbaseret klæb
- ✓ Lethæftende sårkontaktlag, minimere risikoen for at bandagen hænger fast i såret
- ✓ Fleksibel, væskeafvisende bagside
- ✓ Luftgennemtrængelig, forhindrer maceration og giver bedre komfort



### Produktbeskrivelse

Mepore er en blød post-OP forbindelse med en absorberende sårpude. Den anvendes til let til moderat væskende sår, fx efter suturering og ved overfladiske sår. Er med en blød nonwoven bagside, afrundede hjørner og hudvenlig klæber.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbindelse
Varemærke	Mepore
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb, viskose nonwoven
Længde/dybde	30 cm
Bredde	9 cm
Størrelse på sårpude	4,5 x 25 cm
Steriliseringsmetode	ETO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	For at sikre at der ikke opstår hudskader bør Mepore ikke strækkes. Dette er især vigtigt, når bandagen lægges over led.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	270 stk	59.5 cm	39 cm	15.5 cm	7323190254705
pk	30 stk	37.5 cm	6 cm	13.5 cm	7323190254712
stk	1 stk				7332430109088



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt