



Varenummer 220217

Post-OP forbinding, Mepore Pro, 15x9cm, væsketæt, steril, engangs

- ✓ Postoperativ forbinding med sårpude
- ✓ Væsketæt bagside
- ✓ Til let-moderat væskende sår
- ✓ Brusetæt



Produktbeskrivelse

Post-operativ forbinding med sårpude og væsketæt bagside. Anvendes til let til moderat væskende sår, eksempelvis efter suturering, ved rifter og skrammer. Forbindingen er brusetæt og tillader således patienten at gå i bad, uden at forbindingen skal skiftes.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbinding
Varemærke	Mepore
Vareserie	Pro
Features	Væsketæt, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven, PUR, polyakrylat klæb
Længde/dybde	15 cm
Bredde	9 cm
Størrelse på sårpude	4,5 x 10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	320 stk	42.8 cm	27.4 cm	18.8 cm	7323190253012
pk	40 stk	21.4 cm	13.7 cm	9.4 cm	7323190253029
stk	1 stk				7332430000644



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt