



Varenummer 220219

Post-OP forbinding, Mepore Pro,  
 25x9cm, væsketæt, steril, engangs



## Produktbeskrivelse

Post-operativ forbinding med sårpude og væsketæt bagside. Anvendes til let til moderat væskende sår, eksempelvis efter suturering, ved rifter og skrammer. Forbindingen er brusketæt og tillader således patienten at gå i bad, uden at forbindingen skal skiftes.

STERILE

## Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Post-OP forbinding   |
| Varemærke                        | Mepore   |
| Vareserie                        | Pro  |
| Features                         | Væsketæt, steril   |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Ingredienser/sammensætning       | Nonwoven, PUR, polyakrylat klæb  |
| Længde/dybde                     | 25 cm  |
| Bredde                           | 9 cm   |
| Størrelse på sårpude             | 4,5 x 20 cm  |
| Certifikater                     | CE. MD.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745  |
| Holdbarhed                       | 5 år   |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.                                 |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kl    | 210 stk    | 39.8 cm | 39.7 cm | 15 cm  | 7323190253180 |
| pk    | 30 stk     | 32.2 cm | 14 cm   | 6.3 cm | 7323190253197 |
| stk   | 1 stk      |         |         |        | 7332430000699 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt