



Varenummer 220223

Fikseringstape, Mefix, 10m x 10cm, hvid, på rulle, perforeret, usteril

- ✓ Blød nonwoven fikseringstape
- ✓ Hudvenlig polyacrylatklæber
- ✓ Til fiksering af bandager, katetre og kanyler



Produktbeskrivelse

Blød nonwoven fikseringstape med en hudvenlig polyacrylatklæber. Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstape
Varemærke	Mefix
Farve	Hvid
Features	På rulle, perforeret, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb
Længde/dybde	10 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 rl	39.8 cm	23.5 cm	15.5 cm	7323190195442
rl	1 rl				7323190203352



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende - også over tid.