



Produktdatablad

Fikseringsplaster, elastisk, rulle, 10 cm x 10 m

Varenummer: 220223



Varedeklaration

Forpakning: 20 ruller pr. kolli. 50 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Fikseringstape. Varemærke: Mefix. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Holdbarhed, åbnet: 5 år. Farve: hvid. Ingredienser/sammensætning: polyester nonwoven, polyakrylat klæb. Features: på rulle, perforeret, usteril. Længde/dybde: 10 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Blød nonwoven fikseringstape med en hudvenlig polyakrylatklæber. Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.