



Varenummer 220230

Filmforbinding, Mepore Film Roll, 10m x 15cm, usteril, engangs

- ✓ Brusetæt
- ✓ God patientkomfort
- ✓ God beskyttelse for skrøbelig hud
- ✓ Hudvenlig klæb
- ✓ Åndbar film
- ✓ Virus- og bakterietæt film

Produktbeskrivelse

Mepore Film Roll er en fleksibel og transparent film. Filmen er bakterie og virustæt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Mepore
Vareserie	Film Roll
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, silikoneklæb
Længde/dybde	10 m
Bredde	15 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 rl	26 cm	19.2 cm	14.2 cm	7323190051526
rl	1 rl				