

Varenummer 220241

Alginat, Melgisorb Plus, 45x3cm, kavitet, uden klæber, steril

- ✓ Højabsorberende
- ✓ Stærkt materiale
- ✓ Bandagen kan fjernes i et stykke
- ✓ Høj retentionsevne



Produktbeskrivelse

Melgisorb Plus er en højabsorberende alginatbandage, som anvendes til moderat til meget kraftigt væskende sår. Består af calcium-alginatfibre, der absorberer og binder sår væsken i bandagen. Omdannes i denne forbindelse til en gelpude, der holder sårbunden fugtig. Lægges direkte på sårbunden - gerne lidt ud over kanten. Krymper ikke. Kan klippes i og kan evt. også lægges i flere lag, hvis større absorption ønskes.

Fikseres med passende sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alginat
Varemærke	Melgisorb
Vareserie	Plus
Features	Kavitet, uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumnatriumalginatfibre
Længde/dybde	45 cm
Bredde	3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes til tørre sår, tredjegradsforbrændinger eller kirurgiske implantater.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	32.5 cm	32.5 cm	14.2 cm	7323190248445
pk	5 stk	31 cm	12.1 cm	3.2 cm	7323190248452
stk	1 stk				7323190024902



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt