




Varenummer 220255

Sårkontaktlag, Mepitel, 7,5x5cm, transparent, steril

- ✓ Hæfter ikke til det fugtige sårleje
- ✓ Minimerer traume og smerte ved bandageskift
- ✓ Lav skiftetofrekvens
- ✓ Kan sidde på såret i adskillige dage
- ✓ Minimerer risikoen for maceration
- ✓ Beskytter nydannet skrøbelig væv mod skade
- ✓ Tilpasser sig kroppens konturer
- ✓ Giver god patientkomfort

Produktbeskrivelse

Mepitel er et blødt transparent sårkontaktlag med silikoneklæber på sårkontaktlaget, der anvendes i sårbunden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden af denne klæber til sårbunden. Kan lægges ud over sårkanterne, da silikoneklæber kun klæber på tør hud.

Fikseres med sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårkontaktlag
Varemærke	Mepitel
Sekundær farve	Transparent
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PAnet, silikone
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	5 pk	0 cm	0 cm	0 cm	
pk	10 stk	0 cm	0 cm	0 cm	7332551173593



Produktet er sterilt