



Varenummer 220256

Sårkontaktlag, Mepitel, 10x7,5cm, transparent, med silikoneklæber, steril

- ✓ Hæfter ikke til det fugtige sårleje
- ✓ Minimerer traume og smerte ved bandageskift
- ✓ Lav skiftetfrekvens
- ✓ Kan sidde på såret i adskillige dage
- ✓ Minimerer risikoen for maceration
- ✓ Beskytter nydannet skrøbelig væv mod skade
- ✓ Tilpasser sig kroppens konturer
- ✓ Giver god patientkomfort



Produktbeskrivelse

Mepitel er et blødt transparent sårkontaktlag med silikoneklæber på sårkontaktlaget, der anvendes i sårbunden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden af denne klæber til sårbunden. Kan lægges ud over sårkanterne, da silikoneklæber kun klæber på tør hud.

Fikseres med sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårkontaktlag
Varemærke	Mepitel
Sekundær farve	Transparent
Features	Med silikoneklæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PAnet, silikone
Længde/dybde	10 cm
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	19.3 cm	12.5 cm	15.3 cm	7333350199128
pk	10 stk	18.5 cm	14 cm	2.6 cm	7333350091705
stk	1 stk				7332430090676



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt