



Varenummer 220257

Sårkontaktlag, Mepitel, 18x10cm, transparent, steril

- ✓ Hæfter ikke til det fugtige sårleje
- ✓ Minimerer traume og smerte ved bandageskift
- ✓ Lav skiftfrekvens
- ✓ Kan sidde på såret i adskillige dage
- ✓ Minimerer risikoen for maceration
- ✓ Beskytter nydannet skrøbelig væv mod skade
- ✓ Tilpasser sig kroppens konturer
- ✓ Giver god patientkomfort



Produktbeskrivelse

Mepitel er et blødt transparent sårkontaktlag med silikoneklæber på sårkontaktlaget, der anvendes i sårbunden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden af denne klæber til sårbunden. Kan lægges ud over sårkanterne, da silikoneklæberen kun klæber på tør hud.

Fikseres med sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårkontaktlag
Varemærke	Mepitel
Sekundær farve	Transparent
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PAnet, silikone
Længde/dybde	18 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	70 stk	30 cm	20 cm	16.2 cm	7323190161034
pk	10 stk	27 cm	14 cm	2.6 cm	7332551173579
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt