



Varenummer 220266

Filmforbinding, Mepore Film, 12x10cm, steril

- ✓ Høj åndbarhed
- ✓ Transparent
- ✓ Selvklæbende
- ✓ Enkelt og brugervenligt appliceringssystem
- ✓ Virus- og bakterietæt film
- ✓ Hudvenlig polyakrylat klæb
- ✓ Ikke permeabel for væske



Produktbeskrivelse

Semipermeabel film med rammesystem. Anvendes som beskyttende bandage alene eller som sekundær/fikserende bandage i kombination med andre sårbandager. Rammesystemet forenkler påsætningen.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Mepore
Vareserie	Film
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	PUR
Længde/dybde	12 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	210 stk	29.3 cm	20 cm	24 cm	7333350552022
pk	70 stk	22.5 cm	14.8 cm	8.3 cm	7333350232351
stk	1 stk				7332430000804



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE