



Varenummer 220269

Filmforbinding, Mepore Film, 20x15cm, steril

- ✓ Høj åndbarhed
- ✓ Transparent
- ✓ Selvklæbende
- ✓ Enkelt og brugervenligt appliceringssystem
- ✓ Virus- og bakterietæt film
- ✓ Hudvenlig polyakrylat klæb
- ✓ Ikke permeabel for væske



Produktbeskrivelse

Semipermeabel film med rammesystem. Anvendes som beskyttende bandage alene eller som sekundær/fikserende bandage i kombination med andre sårbandager. Rammesystemet forenkler påsætningen.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Mepore
Vareserie	Film
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	PUR
Længde/dybde	20 cm
Bredde	15 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	28 cm	22.5 cm	15.5 cm	7333350302054
æske	10 stk	27 cm	21.5 cm	2.5 cm	
pk	10 stk	27 cm	21.5 cm	2.5 cm	7333350960773
stk	1 stk				7332430000828



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE