



Varenummer 220271

Kortstræksbind, Comprilan, 5m x 6cm, beige, m/ clips, usteril

- ✓ Til venøse og lymfatiske lidelser
- ✓ Højt arbejdstryk, lavt hviletryk
- ✓ Ca. 90 % strækkevne
- ✓ Kan bruges som støttebandage efter traumer
- ✓ Genanvendelig – kan vaskes og genbruges



Produktbeskrivelse

Anvendes som kompressionsbandage til patienter med venøse og lymfatiske lidelser. Strækkevne ca. 90%. Bandagen har et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage efter traumer på led og muskler. Bør vaskes efter hver omlægning for at bevare effekten. Skal tørre liggende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Comprilan
Sekundær farve	Beige
Features	M/clips, usteril
Materiale	Bomuld, PU
Længde/dybde	5 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 90°C. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 rl	40 cm	35 cm	60 cm	5703538856235
pk	5 rl	33 cm	6.6 cm	6.6 cm	4042809101362
rl	1 rl				4042809101218



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.