



Varenummer 220277

Kortstræksbind, Comprilan, 5m x 10cm, beige, m/clips, usteril



Produktbeskrivelse

Anvendes som kompressionsbandage til patienter med venøse og lymfatiske lidelser. Strækevne ca. 90%. Bandagen har et højt arbejdsstryk og et lavt hviletryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage efter traumer på led og muskler. Bør vaskes efter hver omlægning for at bevare effekten. Skal tørre liggende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Comprilan
Sekundær farve	Beige
Features	M/clips, usteril
Materiale	Bomuld, PU
Længde/dybde	5 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 90°C. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 rl	54 cm	23 cm	22 cm	4042809101447
pk	10 rl	26.5 cm	10.5 cm	10.5 cm	
rl	1 rl				4042809101423



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.