



Varenummer 220278

Kortstræksbind, Comprilan, 5m x 12cm, beige, m/clips, usteril

- ✓ Til venøse og lymfatiske lidelser
- ✓ Højt arbejdstryk, lavt hviletryk
- ✓ Ca. 90 % strækkevne
- ✓ Kan bruges som støttebandage efter traumer
- ✓ Genanvendelig – kan vaskes og genbruges



Produktbeskrivelse

Anvendes som kompressionsbandage til patienter med venøse og lymfatiske lidelser. Strækkevne ca. 90%. Bandagen har et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage efter traumer på led og muskler. Bør vaskes efter hver omlægning for at bevare effekten. Skal tørre liggende.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Kortstræksbind |
| Varemærke | Comprilan |
| Sekundær farve | Beige |
| Features | M/clips, usteril |
| Materiale | Bomuld, PU |
| Længde/dybde | 5 m |
| Bredde | 12 cm |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | 5 år |
| Holdbarhed, åbnet | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Vaskeanvisninger | Tåler vask ved 90°C. Skal ligge og tørre. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 80 rl | 54 cm | 23 cm | 26 cm | 5703538856310 |
| pk | 10 rl | 26.5 cm | 12.5 cm | 10.5 cm | 4042809101485 |
| rl | 1 rl | | | | 5703538856297 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.