



Varenummer 220280

Kortstræksbind, Tensoplast, 4,5m x 7,5cm, off-white, klæbende, usteril



Produktbeskrivelse

Tensoplast er et elastisk klæbende stræksbind. Anvendes til elastisk fiksering og støtte af zinklimbind ved dobbeltbandager. Kan endvidere anvendes til fiksering af led efter traumer. Kan ikke genbruges.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Tensoplast
Sekundær farve	Off-white
Features	Klæbende, usteril
Ingredienser/sammensætning	58% bomuld, 42% viskose
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	72 stk	38 cm	26 cm	28 cm	4042809018424
pk	12 stk	37.2 cm	12.4 cm	9.2 cm	5703538858185
stk	1 stk				4042809018400



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.