



Varenummer 220281

Kortstræksbind, Tensoplast, 4,5m x 10cm, off-white, klæbende, usteril

- ✓ Elastisk, klæbende strækbånd
- ✓ Til elastisk fiksering og støtte
- ✓ Velegnet ved dobbeltbandager med zinklimbånd
- ✓ Kan fikserer led efter traumer
- ✓ Engangs – kan ikke genbruges



Produktbeskrivelse

Tensoplast er et elastisk klæbende strækbånd. Anvendes til elastisk fiksering og støtte af zinklimbånd ved dobbeltbandager. Kan endvidere anvendes til fiksering af led efter traumer. Kan ikke genbruges.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Tensoplast
Sekundær farve	Off-white
Features	Klæbende, usteril
Ingredienser/sammensætning	58% bomuld, 42% viskose
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 rl	36.5 cm	26 cm	38.5 cm	4042809018516
pk	12 rl	25.2 cm	18.6 cm	11.6 cm	4042809018509
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.