

Varenummer 220286

Kortstræksbind, Tensoplast Sport, 2,5m x 3cm, off-white, klæbende, latexfri, usteril, engangs



Produktbeskrivelse

Tensoplast Sport er et elastisk klæbende stræksbind. Anvendes som kompressions- og støttebind ved fx forstuvninger, forstrækninger og sportsskader, samt støtte ved rehabilitering efter ortopædisk operation m.m. Kan ikke genbruges.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Tensoplast
Vareserie	Sport
Sekundær farve	Off-white
Features	Klæbende, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld, elastan
Længde/dybde	2,5 m
Bredde	3 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	38 cm	33 cm	17.5 cm	4042809002355
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.