



Varenummer 220288

Kortstræksbind, Tensoplast Sport, 2,5m x 8cm, off-white, klæbende, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Elastisk, klæbende strækbånd
- ✓ Kompression og støtte ved sportsskader
- ✓ Velegnet ved forstuvninger/forstrækninger
- ✓ Støtte i rehabilitering efter ortopædi
- ✓ Engangs – kan ikke genbruges



Produktbeskrivelse

Tensoplast Sport er et elastisk klæbende strækbånd. Anvendes som kompressions- og støttebånd ved fx forstuvninger, forstrækninger og sportsskader, samt støtte ved rehabilitering efter ortopædisk operation m.m. Kan ikke genbruges.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Tensoplast
Vareserie	Sport
Sekundær farve	Off-white
Features	Klæbende, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld, elasthan
Længde/dybde	2,5 m
Bredde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	80 stk	60 cm	39 cm	21 cm	4042809002416
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.