



Varenummer 220289

## Kortstræksbind, Tensoplast Sport, 2,5m x 10cm, off-white, klæbende, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Elastisk, klæbende strækbind
- ✓ Kompression og støtte ved sportsskader
- ✓ Velegnet ved forstuvninger/forstrækninger
- ✓ Støtte i rehabilitering efter ortopædi
- ✓ Engangs - kan ikke genbruges



### Produktbeskrivelse

Tensoplast Sport er et elastisk klæbende strækbind. Anvendes som kompressions- og støttebind ved fx forstuvninger, forstrækninger og sportsskader, samt støtte ved rehabilitering efter ortopædisk operation m.m. Kan ikke genbruges.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Tensoplast
Vareserie	Sport
Sekundær farve	Off-white
Features	Klæbende, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld, elasthan
Længde/dybde	2.5 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	60.5 cm	38.8 cm	22.5 cm	
stk	1 stk				4042809002447



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.