



Varenummer 220292

Kortstræksbind, Acrylastic, 4,5m x 8cm, beige, klæbende, latexfri, usteril

- ✓ God vedhæftning og støtte
- ✓ Langvarig elasticitet
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Kan formes for at passe til kroppens konturer
- ✓ Røntgennemtrængeligt
- ✓ Vandafvisende



Produktbeskrivelse

Anvendes som kompressions- og støttebandage ved forstuvninger, forstrækninger og sportsskader samt som støtte ved rehabilitering efter ortopædisk operation m.m. Strækkevne ca. 60%. Med hudvenlig polyacrylatklæber.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Acrylastic
Sekundær farve	Beige
Features	Klæbende, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, klæber af hypoallergen polyacrylat
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	8 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	32 cm	20 cm	19 cm	4042809044164
pk	5 stk	30.5 cm	6 cm	9 cm	5703538858222
stk	1 stk				4042809044140



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.