

Acrylastic®

Elastisk klisterbinda



Permanent elasticitet ca 60%
Steriliserbar
Tunn, går ner i skon
God luftgenomsläpplighet
Röntgengenomsläpplig
Vattenavstötande vid duschning
Latexfri

Acrylastic® kan genom sin hudvänliga häftmassa sitta som långtidsförband direkt på mycket känslig hud.

Material: 100% bomull, häftmassa av hypoallergen polyacrylat

Användningsområde

Kompressionsförband vid venös insufficiens, också ovanpå zinkbindor, salvstrumpor etc. Efter variceroperationer och sklerosering. Stödjande och avlastande förband efter tex. distorsioner, kontusioner och luxationer, tendinitier etc. Funktionellt förband, också i kombination med stum sporttejp vid skador och som profylax.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
02406-00	6 cm x 2,5 m/utsträckt 4,5 m	5	45	beige
02408-00	8 cm x 5,5 m/utsträckt 4,5 m	5	30	beige
02410-00	10 cm x 2,5 m/utsträckt 4,5 m	5	30	beige