



Varenummer 220310

Langstræksbind, Elodur Forte, 7m x 8cm, beige, m/clips, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Elodur Forte er kompressionsbind med vedholdende elasticitet. Bindet er af den højelastiske type og kompressionseffekten kan reguleres gennem bandageringsteknikken. En hårdt anlagt bandagering bør på grund af sit høje hviletryk tages af om natten.

Anvendes ved venøse tilstande og som støtte- og aflastningsbandage til muskler og led. Strækkevne 175%.

Kan vaskes i maskine på 95 grader op til 10 gange uden at kompressionsgraden påvirkes, og kan således anvendes flere gange.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	Elodur
Vareserie	Forte
Sekundær farve	Beige
Features	M/clips, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	94% bomuld, 6% elasthan
Længde/dybde	7 m
Bredde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes i maskine på 95 grader.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	33 cm	33 cm	19 cm	5703538856518
pk	5 stk	31.2 cm	6.4 cm	8.8 cm	5703538856501
stk	1 stk				4042809101874



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.

