

ELODUR FINE® ELODUR FORTE®



HØJELASTISK KOMPRESSIONSBIND

- Vedholdende elasticitet
- Hudvenlig
- Luftgennemtrængelig



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

an Essity company

ELODUR FINE®

ELODUR FORTE®

HØJELASTISK KOMPRESSIOBSBIND

Elodur Fine® og Elodur Forte® er kompressionsbind af Dauertypen med vedholdende elasticitet. Bindene er af den højelastiske type og kompressionseffekten kan reguleres gennem bandageringsteknikken. En hårdt anlagt bandagering bør på grund af sit høje hviletryk tages af om natten. Kan vaskes i maskine på 95 grader op til 10 gange uden at kompressionsgraden påvirkes.

Anvendelsesområde

Kompressionsbandagering ved tromboser og venøs insufficiens. Reduktion af ødem. Støtte og aflastning ved kompression eller til muskel og ledsader.

Materiale

94 % bomuld og 6 % elasthan.

Kontraindikationer

- Arteriel insufficiens
- Ubehandlet hjertesvigt
- Phlebit



PRODUKTOVERSIGT

Elodur Fine

Art nr	Størrelse	Farve	Antal/pk	Antal/trp
01775-00	6 cm x 7 m	Beige	5	50
01776-00	8 cm x 7 m	Beige	5	50
01777-00	10 cm x 7 m	Beige	5	50
01778-00	12 cm x 7 m	Beige	5	50

Elodur Forte

Art nr	Størrelse	Farve	Antal/pk	Antal/trp
01765-00	6 cm x 7 m	Beige	5	50
01766-00	8 cm x 7 m	Beige	5	50
01767-00	10 cm x 7 m	Beige	5	50
01768-00	12 cm x 7 m	Beige	5	50

BSN medical AB

c/o Essity Denmark A/S · Gydevang 33 · DK-3450 Allerød
Tlf: 33 36 35 34 · Fax: 33 36 35 31 · info.bsn.dk@essity.com

www.bsnmedical.dk



an Essity company