

Varenummer 220321

Fikseringstape, Hypafix, 10m x 5cm, hvid, på rulle, perforeret, usteril



Produktbeskrivelse

Porøs fikseringstape med hypoallergen klæbemasse. Anvendes til fiksering af forbindinger, sonder, katetre, beskyttelse af dræn. Produktets smidighed gør applikation over led lettere, og elasticiteten øger patientens bevægelsfrihed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstape
Varemærke	Hypafix
Farve	Hvid
Features	På rulle, perforeret, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb
Længde/dybde	10 m
Bredde	5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 rl	35 cm	18 cm	19 cm	5703538862830
rl	1 rl				4042809000702



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.