


Varenummer 220325

Fikseringstape, Hypafix, 10m x 30cm, hvid, på rulle, perforeret, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Porøs fikseringstape med hypoallergen klæbemasse. Anvendes til fiksering af forbindinger, sonder, katetre, beskyttelse af dræn. Produktets smidighed gør applikation over led lettere, og elasticiteten øger patientens bevægelsesfrihed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstape
Varemærke	Hypafix
Farve	Hvid
Features	På rulle, perforeret, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb
Længde/dybde	10 m
Bredde	30 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 rl	52.8 cm	35.8 cm	34.1 cm	
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.