



Leukopor®

Leukoplast®

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukopor®

En blød og behagelig fikseringstape

Kirurgisk tape af non-woven polyester, viskose og akrylatklæb, som er beregnet til fiksering af forbindinger, katetre, sonder og kanyler. Den blide tape er specielt tilpasset til fiksering på forskellige steder på kroppen.

- Hypoallergen akrylatklæb
- Latexfri



Leukopor®				
Varenr	Størrelse	Type af rulle	Antal/æske	Antal æske/kasse
02471-00000	1,25 cm x 5,0 m	Med snapring	24	240
02472-00000	2,50 cm x 5,0 m	Med snapring	12	120
02474-00000	5,00 cm x 5,0 m	Med snapring	6	60
02481-00000	1,25 cm x 5,0 m	På plastspole	24	240
02482-00000	2,50 cm x 5,0 m	På plastspole	12	120
02453-00000	1,25 cm x 9,2 m	På plastspole	24	60
02454-00000	2,50 cm x 9,2 m	På plastspole	12	240
02455-00000	5,00 cm x 9,2 m	På plastspole	6	120