



Varenummer 220335

Tape, Leukopor, 9,2m x 2,5cm, hvid, latexfri, latexfri, usteril

- ✓ Hudvenlig til sensitiv hud
- ✓ Polyacrylatklæber uden klæberester
- ✓ Til fiksering af bandager og udstyr



Produktbeskrivelse

Leukopor fikseringstape er hudvenlig og dermed specielt velegnet til sensitiv hud. Med hudvenlig polyacrylatklæber, der ikke efterlader klæberester. Er velegnet til fiksering af forskellige bandager, ligesom elektroder og andet måleudstyr på sart hud.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukopor
Farve	Hvid
Egenskaber	Latexfri
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Viskose, PA
Længde/dybde	9.2 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	120 rl	20 cm	16 cm	28 cm	4042809025538
pk	12 rl	14.1 cm	9.5 cm	5.4 cm	5703538862977
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.