



Varenummer 220336

Tape, Leukopor, 9,2m x 5cm, hvid, latexfri, latexfri, usteril



## Produktbeskrivelse

Leukopor fikseringstape er hudvenlig og dermed specielt velegnet til sensitiv hud. Med hudvenlig polyacrylatklæber, der ikke efterlader klæberester. Er velegnet til fiksering af forskellige bandager, ligesom elektroder og andet måleudstyr på sart hud.



## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Tape                                                                             |
| Varemærke                        | Leukopor                                                                         |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Egenskaber                       | Latexfri                                                                         |
| Features                         | Latexfri, usteril                                                                |
| Ingredienser/sammensætning       | Viskose, PA                                                                      |
| Længde/dybde                     | 9.2 m                                                                            |
| Bredde                           | 5 cm                                                                             |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år fra produktionsdato                                                         |
| Holdbarhed, åbnet                | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kll   | 60 rl      | 21 cm   | 16.5 cm | 30 cm  | 4042809025569 |
| pk    | 6 rl       | 15.1 cm | 10 cm   | 5.7 cm | 4042809025552 |
| rl    | 1 rl       |         |         |        |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.