



Varenummer 220339

Tape, Leukofix, 9,2m x 1,25cm, klar, latexfri, usteril

- ✓ Perforeret, transparent tape
- ✓ Til normal og sensitiv hud
- ✓ Luftgennemtrængelig, hypoallergen klæber
- ✓ Fjernes smertefrit uden klæberester
- ✓ Kan rives på langs og på tværs



Produktbeskrivelse

Leukofix Tape er en perforeret, transparent tape til fiksering på normal og sensitiv hud. Anvendes til fiksering af diverse forbindinger, sonder, katetre, kanyler, dræn mv.

Tapen er luftgennemtrængelig, så huden kan ånde frit gennem tapen.

Blødt og smidigt materiale med hypoallergen klæbemasse. Tapen fjernes smertefrit og efterlader ingen klæberester.

Kan rives over både på langs og på tværs..



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukofix
Farve	Klar
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Perforeret PEfolieplaster med PAemasse
Længde/dybde	9.2 m
Bredde	1.25 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 rl	30 cm	25 cm	18 cm	5703538863073
pk	24 rl	16.8 cm	11.3 cm	5.4 cm	4042809029178
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.